



APNOE - SPANEK.CZ

# *Jak čistit váš přístroj*

## Denní rychlá údržba

- Odpojit přístroj ze zásuvky
- Vyjmout komoru zvlhčovače
- Vylít zbylou vodu
- Otřít komoru čistým jednorázovým hadříkem
- Nechat vyschnout na vzduchu (mimo slunce)
- Zkontrolovat, jestli je komora čistá a průhledná



**Cíl: zabránit množení bakterií  
a usazenin**

## Týdenní hloubkové čištění

### Hadice

- Odpojit hadici od přístroje i masky
- Připravit teplou vodu + jemný mycí prostředek
- Hadici umýt zevnitř i zvenku
- Důkladně opláchnout čistou vodou
- Nechat uschnout (zavěsit / položit na ručník, mimo slunce)

## Týdenní hloubkové čištění

### Komora zvlhčovače

- Namočít do teplé vody + jemný prostředek NEBO
- Použít roztok: 1 díl octa + 9 dílů vody
- Opláchnout čistou vodou
- Nechat uschnout na vzduchu
- Otřít i vnější povrch přístroje

Lze mýt i v myčce bez tablety a chemických čističů (horní koš, max cca 55 °C)

## Týdenní hloubkové čištění

### Maska

- Rozebrat jednotlivé části
- Umýt v teplé vodě s jemným mýdlem
- Vyčistit i malé části (ventily, klouby)
- Opláchnout
- Nechat vyschnout na vzduchu
- 1× týdně vyprat i popruhy (náhlavní část)



APNOE-SPANĚK.CZ

### DŮLEŽITÉ – CO NEDĚLAT

- ☒ Nepoužívat parfémované nebo agresivní čističe
- ☒ Nepoužívat bělidlo, alkohol, chlor ani amoniak
- ☒ Nedávat hadici do pračky nebo myčky
- ☒ Nesušit na přímém slunci nebo u topení

Mohly by poškodit přístroj nebo dráždit dýchací cesty

### KONTROLNÍ CHECKLIST (1× za čas)

- ☐ Zkontrolovat hadici (praskliny, díry)
- ☐ Zkontrolovat komoru (zakalení, poškození)
- ☐ Zkontrolovat filtr (znečištění)

### Doporučení:

- Hadice: výměna cca 6–12 měsíců
- Filtr: kontrola každý měsíc, výměna cca 6 měsíců