



AirFit™ F30i
Full face mask

Skutečná velikost: 245 mm (šířka)
x 100 mm (výška)

Pravítko slouží k určení měřítka.

Jak používat šablonu pro přizpůsobení:


1. Ujistěte se, že je šablona vytištěna v měřítku
2. Vystříhnete podél tečkované čáry
3. Pro určení vhodné velikosti polštářku se podívejte na diagram na šabloně
4. Pro určení vhodné velikosti rámu se podívejte na diagram vpravo



Sample size check

10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm

Ruler is for scaling purposes.








ResMed

Návod na měření rámu

AirFit™ F30i

Full face mask



| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Small frame | Standard frame | Large frame |
| 575-618mm | 619-653mm | 654-695mm |
| 22 ⁵ / ₈ " – 24 ³ / ₈ " | 24 ³ / ₈ " – 25 ¹¹ / ₁₆ " | 25 ¹¹ / ₁₆ " – 27 ³ / ₈ " |